

型 号	1212001	1215ROSS	1219ROSS	1112001	1115ROSS	1119ROSS
pH	测定范围	-2.000~19.999pH实际的pH测定范围是您使用的pH电极规格				
	分辨率	0.001pH/0.01pH/0.1pH				
	测定精度	±0.02pH		±0.002pH		±0.01pH
	校正时的自动识别	5点(1.68pH、4.01pH、7.00pH、10.01pH、12.46pH)				
温度	测定范围	0~80℃				
	分辨率	0.1℃ (-5~99.9℃)/1℃ (100~105℃)				
	测定精度	±0.1℃				
ORP	测定范围	±1999.9mV				
	分辨率	0.1mV				
	测定精度	±0.2mV或显示值±0.05%,取较大者				
离子	测定范围	-	0.000~19900	-	0.000~19900	
	分辨率	-	±1digit	-	±1digit	
	测定精度	-	离子电极电位±0.2mV或±0.05%,取较大者	-	离子电极电位±0.2mV或±0.05%,取较大者	
溶解氧	测定范围	-	0.00~90.0mg/l、0.0~600%	-	0.00~90.0mg/l、0.0~600%	
	分辨率	-	0.0mg/l / 0.00mg/l / 0.00%	-	0.0mg/l / 0.00mg/l、0% / 0.00%	
	测定精度	-	±0.5%±1digit	-	±0.5%±1digit	
电 源	AA单5号干电池×4支可(2000小时连续使用)			AC适配器或AA5号干电池×4支		
防 水 性	IP67			IP54		
输入输出	防水BNC(pH电极):1系统防水DIN(温度探头):1系统防水立体声插座(RS232):1系统			BNC(pH电极):1系统DIN(温度探头):1系统立体声插座(RS232):1系统电磁式搅拌器:1系统AC适配器:1系统		
	数据储存组数:200组·校正储存:10组·测定方法储存:10组·自检功能·GLP的pH电极验证功能·密码保护·通过网络的软件更新			数据储存组数:200组·校正储存:10组·测定方法储存:10组·自检功能·GLP的pH电极验证功能·密码保护·通过网络的软件更新·专用电磁式搅拌器的自动ON/OFF及转速调整		
附 属 品	pH复合电极、pH标准溶液试剂盒、电极支架(仅限1215ROSS·1219ROSS)			pH复合电极、pH标准溶液试剂盒、电极支架、AC适配器		